

Einteiliges Implantat für den schmalen Kieferknochen

MS Implantat

- Einteiliges Implantat mit hoher Festigkeit auch bei kleinem Durchmesser
- Drei Implantattypen sorgen für ein flexibles Lösungsangebot
- Implantate bei geringen Kieferknochenangebot ohne Knochenaufbau möglich

Narrow Ridge Schmaler Kieferkamm



Geeignet für schmale Knochenbreite sowie schmale Zahnzwischenräume

- Einteiliges Implantat, geeignet für schmale Knochenbreite oder schmale Zahnzwischenräume
- Der Abutmentteil hat die Form eines präparierten Unterkiefer-Frontzahnes, sodass direkt prothetisch versorgt werden kann.



Denture Prothese



Geeignet für zahnlose Patienten mit schmaler Knochenbreite

- Kompatibel mit O Ring Matrice des TS Implantat Systems



Provisional Provisorium



Geeignet als temporäre Lösung zur Sofortversorgung des Patienten

- Leicht zu entfernendes Gewinde (Tiefe 0.25) und maschinell bearbeitete Oberfläche
- Pfadkompensation durch Biegung am Implantatnacken zur Anpassung an individuelle klinische Fälle möglich

